

GH系列電子分析天平



0.01mg/0.1mg雙量程專業型分析天平，內置自動校準砝碼，單鍵全自動校準，自動環境修正，標準電腦介面，自帶日曆功能，符合GLP及GMP標準

特點：

●自動校準功能

內部校準砝碼，單鍵自動自校準；自動溫度檢測功能，當環境溫度變化時自動自校準，校準方便快捷，確保計量精度。

●自動回應調整

通過自動環境偵測功能來自動調整靈敏度以適應于周圍環境的振動和氣流。

●多種稱重單位

g,mg,oz,ozt,ct,dwt,GN,tl等稱重單位及記數，百分比功能，適應不同計量標準及應用要求。

●日期時間功能

內置日期時間，並可隨稱重資料存儲或輸出，實現稱重資料即時記錄。

●下掛鈎功能

用於測量特殊重力和磁性物品。

●資料存儲功能

強大的資料存儲功能，能對重量，日期，時間，校準資料進行存儲，存儲方式及存儲內容可設定選擇。

●符合GLP/GMP/GCP/ISO標準

通過AD-8121B印表機或連接電腦輸出天平序列號，ID代碼，時間日期及校準資料。全面符合品質管理及認證要求。

●自動開機功能

不用按ON/OFF鍵，通電即可自動顯示到稱重狀態。

●ID識別碼

天平可以編輯ID代碼，ID代碼作為天平識別碼，以便在輸出GLP資料時可以識別到天平。

●標準RS-232C通信介面

標準RS-232C介面和WinCT軟體,能和電腦或其他外部設備相連,傳輸資料。

型號	GH-252	GH-202	GH-300	GH-200	GH-120
稱重範圍	101/250g	51/220g	320g	220g	120g
讀數精度	0.01/0.1mg	0.01/0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
重複精度	0.03/0.1mg	0.02/0.1mg	0.2mg	0.1mg	0.1mg
線性(mg)	±0.10/±.2	±0.03/±.2	±0.3	±0.2	±0.2
稱盤尺寸	直徑 90 mm	直徑 90mm	直徑 90mm	直徑 90mm	直徑 90mm
外形尺寸 WxDxH(mm)	217x442 x316	217x442 x316	217x442 x316	217x442 x316	217x442 x316
重量(約Kg)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2