

## GR 系列 電子比重天平



### ★ 比重測定 ★



內建比重直讀(DS)軟體  
可由面板輸入溫度參數或液體密度,而直讀固體比重  
比重架(選配)

#### 特點說明

- ◆ 通過 ISO-9001 世界品管標準,並取得認證。
- ◆ 具有內藏砝碼,全自動自我校正,自動環境設定
- ◆ 首創"順手開門系統(Easy Access Door System)"。使用最符合人體工學設計的前門控制桿(Front Door Control Lever),由天平的正前方控制兩側玻璃門的開關。



- ◆天平可自動偵測工作環境,自動調整三段反應速度(Automatic Response Adjustment)。
- ◆全天候自動自我校正系統(Automatic Self Calibration),在接上電源後天平會自動偵測環境。  
當環境溫度發生變化時,天平不須人為操作,即可全自動校正。
- ◆具記憶體功能。
- ◆內建 GLP/GMP/GCP/ISO 軟體。
- ◆內建比重直讀(DS)軟體,可由面板輸入溫度參數或液體密度,而直讀固體比重。  
※比重架(選配),玻璃防風罩(標準配備)
- ◆附 RS-232C 雙向介面卡,附 WinCT 光碟版天平與電腦連線軟體。
- ◆原廠開發之 WinCT 光碟版天平與電腦連線軟體,可將稱重數據自動餵入 Windows/Office/Excel 之套裝軟體內,可做統計、繪圖、曲線等工作。

規格表

型號	GR202	GR300	GR200	GR120
秤量	210g / 42g	310g	210g	120g
精度	0.1mg / 0.01mg	0.1mg		