

Mupid-2 plus 規格

1. 外形尺寸: 187.5mm(W)X 139.5mm(L)X 57.0mm(H)
2. 電泳槽內寸: 133.0mm(W)X 120.6mm(L)X 47.5mm(H)
3. 電泳槽容量: 250-280ml(最大可到 300ml), 重量:260g
4. 材質: PPHOX,槽體為一體成型
5. 電泳槽蓋尺寸: 143.9mm(W)X 137.5mm(L)X 13mm(H)
6. 電源供應器:直接嵌入電泳槽.無需外接.有電泳槽蓋安全開關,電源開關為上面按鈕式.
7. 電源供應器尺寸: 43mm(W)X 109mm(L)X 52.0mm(H)
8. 電源供應器規格: AC100-110V, DC:50V 和 100V 兩種, 250V,0.8A
9. 製膠盤尺寸: 大:109mm(W) X 60mm(L) 2 個, 小:55mm(W) X 60mm(L) 4 個
10. 製膠台尺寸: 240mm(W)X 126mm(L)X 17.5mm(H)
11. 尺梳尺寸: 10mm(W)X 240mm(L)X 42mm(H)
12. 尺梳 2 支,上下側為 6mm(W)X 1mm(L)X 12well, 6mm(W)X 1mm(L)X 6well, 4mm(W)X 1mm(L)X 17well, 4mm(W)X 1mm(L)X 8well
13. 4mm 每 well 量為 5-8ul, 6mm 每 well 量為 8-12ul
14. 日本原裝進口

